

Aux utilisateurs du vaccin Rabipur
au sein des établissements desservis par la PIC

Morges, le 19 août 2024

RABIPUR vaccin rabique c solv ser pré 1ml® - particules de caoutchouc après reconstitution

Madame, Monsieur,

Swissmedic nous informe que le vaccin RABIPUR peut parfois poser problème lors de sa préparation. En effet, il peut se produire un carottage du bouchon lors de l'injection du solvant de reconstitution, ce qui a pour conséquence de libérer des particules de caoutchouc dans le flacon, sans toutefois affecter la composition et la qualité de la solution en soi.

Le vaccin est composé d'un flacon de lyophilisat, d'une seringue pré-remplie de solvant (eau ppi), d'une aiguille verte de reconstitution et d'une aiguille orange pour l'injection.

Pour éviter ce problème, le fabricant recommande de procéder ainsi :

- utiliser exclusivement l'aiguille orange (25 G, 25 mm) pour reconstituer le médicament
- examiner la solution reconstituée et s'assurer de l'absence de particules
- utiliser ensuite une autre aiguille orange du même type (25 G, 25 mm) pour effectuer l'injection

En restant à disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Anne Florence Rasca
pharmacienne

Annexe :

[1] Information du fabricant Bavarian Nordic du 12.08.2024