

Morges, le 24 novembre 2020

## **POMPES DOSEUSES & SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES**

---

Madame, Monsieur,

Les pompes doseuses à fixer sur les flacons de solutions hydroalcooliques (SHA) sont toujours soumises à des tensions d'approvisionnement.

Pour cette raison et en accord avec l'HPCI, il est désormais demandé de **ne plus jeter la pompe doseuse à chaque changement de flacon de SHA**. Elle sera remplacée en cas de casse, de défaut ou de souillure, et **une fois chaque 2 mois**. Ce remplacement sera programmé par le service d'intendance, soit à mi-janvier la prochaine fois.

De plus, vous trouverez au verso un récapitulatif du choix de la pompe doseuse en fonction du type de support mural.

Pour rappel, d'autres SHA que Sterillium<sup>R</sup> ont dû être prises en stock ou fabriquées par la PIC en raison d'une indisponibilité de ce produit durant la 1<sup>ère</sup> vague du COVID-19. Une fois ces stocks épuisés, la PIC reprendra, dans la mesure du possible, le produit habituel.

En vous remerciant de votre compréhension et en restant à disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Prof. N. Schaad  
Pharmacien-chef  
PIC

M.-C. Pirotte Snoussi  
S. Linder  
Infirmières HPCI  
EHC

E. Favario-Daligaux  
Intendante-chef  
EHC

C. Schalcher  
Resp. secteur des intendants  
EHC

# SOLUTION HYDROALCOOLIQUE POUR LES MAINS

## Choix de la pompe doseuse en fonction du support mural

<p>TYPES DE SUPPORT</p> <p>POMPE DOSEUSE POUR SOLUTION HYDROALCOOLIQUE (SHA)</p>				
<p><b>Sterillium pompe Euro 3000®</b></p> <p>Particularité : sans collerette</p> <p>Réf. Hartmann : 9804232</p> <p>n°art. PIC : 5720</p> 	<p>✓</p> <p>⚠ Les flacons blancs opaques ne tiennent pas sur les supports plastiques. → fixer une pompe à collerette sur le flacon et le placer sur une table ou autre meuble.</p>	<p>(✓)</p>	<p>(✓)</p>	<p>(✓)</p> <p>La pompe EURO 3000® subit des tensions d'approvisionnement et doit être réservée aux supports en plastique jusqu'à nouvel avis.</p>
<p><b>Sterillium pompe à bec court®</b></p> <p>Particularité : avec collerette</p> <p>Réf. Hartmann : 981600</p> <p>n°art. PIC : 2939</p> 	<p>✗</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>