



Morges, le 25 mars 2026

## Remplacement définitif

Madame, Monsieur,

Suite au nouveau contrat CAIB, les flacons de substance sèche d'HAEMOCOMPLETTAN P® 1 g et 2 g i.v seront remplacés par le FIBRYGA® subst sèche 1 g i.v. dès l'épuisement des stocks. Voici les caractéristiques des produits concernés:

NON DISPONIBLE	ALTERNATIVE
<p><b>HAEMOCOMPLETTAN P® subst sèche 1g et 2g</b> Substance sèche</p>  <p><b>Pharmacodes : 7782752, 7782745</b> <b>N° Opale : 12899, 12991 Stat.: 1 et 2</b></p> <p><b>DCI : Fibrinogène humain</b></p>	<p><b>FIBRYGA® subst sèche 1g</b> Substance sèche</p>  <p><b>Pharmacode 1104956</b> <b>N° Opale: 15538 Stat.:1</b></p> <p><b>DCI : Fibrinogène humain</b></p>

Les compositions de ces produits sont similaires et la concentration de la solution reconstituée est identique, soit 20 mg / mL de fibrinogène humain. Toutefois, ces deux produits présentent des différences de manipulation et de stockage. La reconstitution de FIBRYGA® s'effectue à l'aide d'un dispositif de transfert Nextaro®, fourni dans l'emballage. Les explications de manipulation sont détaillés dans la monographie du médicament, disponible dans le MMI mis à jour. FIBRYGA® se conserve à température ambiante et à l'abri de la lumière contrairement à l'HAEMOCOMPLETTAN P® qui se conservait au frigo.

En restant à disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Camille-Léa Dubuis Pharmacienne

Source images : HCl