

Aux unités de soins des hôpitaux
desservis par la PIC

Morges, le 10 septembre 2024

Remplacement temporaire de GLANDOSANE spray neutre 50 mL par SICCORAL spray 50 mL

Madame,
Monsieur,

Glandosane® spray neutre 50 mL est toujours indisponible. Nous vous proposons de le remplacer transitoirement par SICCORAL® spray 50 mL en cas de sécheresse buccale.

NON DISPONIBLE	NOUVEAU
<p data-bbox="225 842 703 875">GLANDOSANE spray neutre 50 mL</p>  <p data-bbox="225 1312 703 1346">N° art.: 572 Pharmacode :814145 Stat.: 1</p> <p data-bbox="204 1368 727 1469"><u>Principes actifs</u> : Potassium chlorure (1,2 mg/g) , sodium chlorure (844 mcg/g) , magnésium chlorure hexahydrate (52 mcg/g) , calcium chlorure dihydrate (146 mcg/g) , phosphate dipotassique (342 mcg/g) , carmellose sodique (10 mg/g) , sorbitol (30 mg/g)</p> <p data-bbox="204 1480 727 1541"><u>Excipient(s)</u> : Ac. sorbique (E 200), benzoate de sodium (E 211), aqua ad solutionem, gaz propulseur: dioxyde de carbone</p>	<p data-bbox="983 857 1310 891">SICCORAL spray 50 mL</p>  <p data-bbox="887 1328 1406 1361">N° art.: 14565 Pharmacode :1046137 Stat.: 1</p> <p data-bbox="876 1384 1385 1413"><u>Principes actifs</u> : Glycérine (250 mg/g), sel de mer (10 mg/g), eau</p> <p data-bbox="876 1424 1417 1462"><u>Excipient(s)</u> : Ac. benzoïque, EDTA diNa, NaOH, patent blue (E 131), arôme: menthe poivrée</p>

Selon les besoins, SiccOral® peut s'utiliser toutes les 4 heures (jusqu'à 7-8 pulvérisations). La solution est ensuite crachée.

Une fois ouvert, le spray se conserve à température ambiante max. 12 mois ou avant, si la date de péremption est plus courte.

En restant à disposition pour toute question complémentaire, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

Dr C. Challet
Pharmacien-chef adjoint

Source images : pharmavista.ch