

Lavement à base de GLYCEROL 99,5% PM PIC

MODE D'EMPLOI

MATÉRIEL	PREPARATION DE LA SOLUTION DE LAVEMENT
Rectobag® + GLYCEROL 99,5% PM PIC Poche d'irrigation rectale À commander au magasin central flc 50 mL   n° art. EHC : 111188 n° art. GHOL : 33171 n° art. PIC : 12452 + Eau tiède 1000 mL	Juste avant l'application, préparer la solution de lavement comme suit : <i>Dilution :</i> - Préparer une poche d'irrigation rectale à usage unique, telle que Rectobag® - Y diluer 50 mL (1 flc) Glycérol 99,5% PM PIC dans 1000 mL d'eau tiède → c ≅ 5% - Bien agiter <i>Procéder au soin</i>

Abréviations : art article, c concentration, flc flacon, PIC Pharmacie Interhospitalière de la Côte, PM préparation magistrale

Adapté de l'information aux services 'Remplacement de Practolax®' (8.2023)

Rédigé par CC / 2.1.2026